


D E N S K O N S A M M A
N Å L T A G N I N G E N

Bionic Fistelkanyler

I mer än 30 år har Bionic specialiserat sig på produkter för vaskulär åtkomst.


Vasshet och perfektion vid nålens avfasning möjliggör en skonsam punktering och minskad ärrbildning.

Mer än 100 olika kanyltyper finns tillgängliga.





www.vascular-access.com

SysLoc® – säkerhetskanylen




Avfasning

Nålens perfekt vassa avfasningsområde minimerar smärtuppfattning och ärrbildning. Det speciellt formade Back-Eye förhindrar skador på blodkärlens inre yta.



Roterande vingar

Den kortare och genomskinliga nålvingen är ergonomiskt utformad, ger ett starkt grepp och förhindrar att nålen rotera under punktering.






Markörer

Röda och svarta markörer på navet visar den exakta positionen för fasen vid första anblicken under dialysbehandling.



Signal





Det hörbara klicket säkerställer att nålen är ordentligt låst och minskar risken för nålsticks-skador.

Dimensioner Mått \emptyset	\emptyset x Längd mm x mm	Vinge färg	Ordernr för		
			15 cm slang	30 cm slang	50 cm slang
17 G, artärnål	1,5 x 20 mm		S8621700	S8621707	-
17 G, vennål	1,5 x 20 mm		S8621701	S8621708	-
17 G, artärnål	1,5 x 25 mm		S8621711	S8621712	-
17 G, vennål	1,5 x 25 mm		S8621713	S8621714	-
16 G, artärnål	1,6 x 15 mm		-	S8621617	-
16 G, vennål	1,6 x 15 mm		-	S8621618	-
16 G, artärnål	1,6 x 20 mm		S8621606	S8621609	S8621619
16 G, vennål	1,6 x 20 mm		S8621607	S8621610	S8621620
16 G, artärnål	1,6 x 25 mm		S8621613	S8621614	-
16 G, vennål	1,6 x 25 mm		S8621615	S8621616	-
15 G, artärnål	1,8 x 20 mm		S8621506	S8621510	S8621519
15 G, vennål	1,8 x 20 mm		S8621507	S8621513	S8621518
15 G, artärnål	1,8 x 25 mm		S8621511	S8621512	-
15 G, vennål	1,8 x 25 mm		-	S8621515	-

Artärnål med Back-Eye och röd klämma, vennål utan Back-Eye och med blå klämma.

STERILE R

Dialyskanyl längd 31 mm för sonografiskt styrd, djup shuntpunktering

Dimensioner Mått \emptyset	\emptyset x Längd mm x mm	Vinge färg	Ordernr 30 cm slang
16 G, vennål	1,6 x 31 mm		S8231633
16 G, artärnål	1,6 x 31 mm		S8231634
15 G, vennål	1,8 x 31 mm		S8231534
15 G, artärnål	1,8 x 31 mm		S8231535





Artärnål med Back-Eye och röd klämma, vennål utan Back-Eye och med blå klämma.

STERILE R

Bionic dialysnålar med roterande vinge

Nålens perfekt vassa avfasningsområde minimerar smärtuppfattning och ärrbildning. Fasens kanter är noggrant rundade, så att en jämn införing säkerställs och vävnadsskador förhindras. Silikonbeläggningen på Bionic Fistelkanyl kombinerar många viktiga egenskaper: det förhindrar allergisk reaktion, blodkoagulering och ger de önskade egenskaperna vid punktering och utdragning.






Dimensioner *Mått Ø	Ø x Längd mm x mm	Vinge färg	Ordernr för		
			15 cm slang	30 cm slang	50 cm slang
18 G	1,3 x 20 mm		-	346-AGAM • 346-VGAM	-
17 G	1,5 x 15 mm		533-AGAM • 533-VGAM • 533-AV-G		
17 G	1,5 x 20 mm		543-AGAM • 543-VGAM • 543-AV-G • 543-AA-G		
17 G	1,5 x 25 mm		553-AGAM • 553-VGAM • 553-AV-G		
16 G	1,6 x 15 mm		633-AGAM • 633-VGAM • 633-AV-G		
16 G	1,6 x 20 mm		643-AGAM • 643-VGAM • 643-AV-G • 643-AA-G		
16 G	1,6 x 25 mm		653-AGAM • 653-VGAM • 653-AV-G • 653-AA-G		
15 G	1,8 x 15 mm		833-AGAM • 833-VGAM • 833-AV-G		
15 G	1,8 x 20 mm		843-AGAM • 843-VGAM • 843-AV-G		
15 G	1,8 x 25 mm		853-AGAM • 853-VGAM • 853-AV-G		
14 G	2,0 x 20 mm		043-AGAM • 043-VGAM • 043-AV-G		
14 G	2,0 x 25 mm		053-AGAM • 053-VGAM		

A = Artärnål med Back-Eye och röd klämma. AV = Dubbelpack artär- och vennål. Andra specialstorlekar på begäran.

V = Vennål med Back-Eye och blå klämma. AA = Dubbelpack artärnålar.

STERILE R

Hy-Flo-nålar för ennålsdialys med roterande vinge

Dimensioner Mått Ø	Ø x Längd mm x mm	Vinge färg	Ordernr 10 cm slang
17 G	1,5 x 20 mm		542HR
16 G	1,6 x 15 mm		632HR
16 G	1,6 x 20 mm		642HR
16 G	1,6 x 25 mm		652HR
15 G	1,8 x 15 mm		832HR
15 G	1,8 x 20 mm		842HR
15 G	1,8 x 25 mm		852HR

STERILE R

Buttonhole-nål med sårkorpsborttagare

Förutom de kända fördelarna med Bionic Fistelkanyler, till exempel den unika designen av Bionic-navet, silikonbeläggningen, det låga flödesmotståndet och det slitsformade Back-Eye, erbjuder Bionic Buttonhole-nål – den perfekta balansen mellan en spetsig och en trubbig nål.


Bionic Buttonhole-nål, som är speciellt utvecklad för Buttonhole-tekniken, är ett lämpligt alternativ, särskilt för hemdialyspatienter och patienter som gör självpunktering.



Dimensioner Mått Ø	Ø x Längd mm x mm	Vinge färg	Ordernr för 15 cm slang	Ordernr för 30 cm slang
16 G	1,6 x 20 mm			646-AGAM-BH-S 646-VGAM-BH-S
16 G	1,6 x 25 mm			656-AGAM-BH-S 656-VGAM-BH-S
15 G	1,8 x 20 mm			846-AGAM-BH-S 846-VGAM-BH-S
15 G	1,8 x 25 mm			856-AGAM-BH-S 856-VGAM-BH-S
14 G	2,0 x 20 mm		043-AGAM-BH-S	046-AGAM-BH-S 046-VGAM-BH-S
14 G	2,0 x 25 mm			056-AGAM-BH-S

A = Artärnål med Back-Eye och röd klämma. V = Vennål med Back-Eye och blå klämma. Andra specialstorlekar på begäran.

STERILE R



Lågt flödesmotstånd är en speciell egenskap hos Bionic Fiselkanyler. Utomkroppsligt blodflöde på upp till 350 ml/min ligger inom intervallet med 15 G (1,8 mm) nålar. För blodflöden på 250 ml/min rekommenderas 16 G (1,6 mm) nålar.

