

# Hygienfördelar med Bionic behandlingsstolar



**"Skai Pandoria Plus" är antibakteriell enligt JIS Z 2801, antimikrobiell, resistent mot desinfektionsmedel och uppfyller alla lagkrav för medicinska produkter. Ännu mer säkerhet för patienter och personal!**

**Important:** "Skai Pandoria Plus" används som ett antibakteriellt skydd på Covid 19/ Corona-provisoriska sjukhus\*

Inga kardborrband




**Fjärrkontrollen har ett slutet system** – inga vätskor kan tränga in och den är mycket enkel att desinficera. **Ingen spiralkabel** för enklare rengöring och bättre hygien.

**Ramar och beläggningar är enkla att desinficera** – släta ytor, lätt att torka och komma åt samt resistent mot desinfektionsmedel.

**Stora ytor, enkla att rengöra och desinficera och med droppkanter.**

**Stängt benavsnitt, fotstöd med plastskydd som är enkla att rengöra som standard.**



\* <https://www.continental.com/en/press/press-releases/corona-clinic-220816>