











Standardutrustning alla stolar



	ComfortLine2 	UniversalLine2 	BasicLine2 	DreamLine 	SlimLine 
Antal motorer	5	4	2	5	2
Fotstöd	✓	✓	tillval	✓	
elektriskt justerbar	✓			✓	
manuellt justerbar		✓	✓		
Ekvipotentialbindning	✓	✓	✓	✓	tillval
Chockposition	✓	✓	✓	✓	✓
Centralbroms	✓			✓	
Elektrisk justering säteshöjd	✓	✓		✓	
Justerbar höjd kudde	✓	✓			✓
Horisontel liggposition möjlig	✓	✓		✓	
Armstöd (justerbara)	✓	✓	✓	tillval	✓
Armstöd med överbelastningsskydd	✓	✓	✓		
I- & urstigning fram					✓
I- & urstigning sida (även för rullstolsburna)	✓	✓	✓	✓	
Fjärrkontroll för positionsjustering	✓	✓	✓	✓	✓
Maxbelastning angivet i kg	240	240	240	250	175

Valfria tillbehör alla stolar






	ComfortLine2 	UniversalLine2 	BasicLine2 	DreamLine 	SlimLine 
Handtag vid ryggstödet	✓	✓	✓		
Läslampa	✓	✓	✓	✓	✓
Pappersrullehållare	✓	✓	✓		✓
Plastskydd till bensektion	✓	✓	✓		
Monterbart system bord till blodvagga och/eller infusionsstativ	✓	✓	✓	✓	✓
Bord till blodvagga	✓	✓	✓		
Infusionsstativ	✓	✓	✓	✓	✓
Velo-tränare	✓			✓	
USB laddningskontakt	✓	✓	✓		✓
Batteri	✓	✓	✓	✓	
Kabel för ekvipotentialbindning	✓	✓	✓	✓	✓
Avlastningsbord	✓	✓	✓		✓
Specialhjul (125 mm, riktningslås, elektriskt ledande)	✓			✓	
Ståfötter					✓
Förvaringsutrymme/bagagehylla	✓				

B-IBZUB-E/02 2021-01




Standardutrustning



ComfortLine2 UniversalLine2 BasicLine2	ComfortLine2 	UniversalLine2 	BasicLine2 
Antal motorer	5	4	2
Fotstöd	✓	✓	tillval
elektriskt justerbar	✓		
manuellt justerbar		✓	✓
Ekvipotentialbindning	✓	✓	✓
Chockposition	✓	✓	✓
Centralbroms	✓		
Elektrisk justering säteshöjd	✓	✓	
Justerbar höjd kudde	✓	✓	
Horisontel liggposition möjlig	✓	✓	
Armstöd (justerbara)	✓	✓	✓
Armstöd med överbelastningsskydd	✓	✓	✓
I- & urstigning fram			
I- & urstigning sida (även för rullstolsburna)	✓	✓	✓
Fjärrkontroll för positionsjustering	✓	✓	✓
Maxbelastning angivet i kg	240	240	240

Valfria tillbehör



ComfortLine2 UniversalLine2 BasicLine2	ComfortLine2 	UniversalLine2 	BasicLine2 
Handtag vid ryggstödet	✓	✓	✓
Läslampa	✓	✓	✓
Pappersrullehållare	✓	✓	✓
Plastskydd till bensektion	✓	✓	✓
Monterbart system bord till blodvagg och/eller infusionsstativ	✓	✓	✓
Bord till blodvagg	✓	✓	✓
Infusionsstativ	✓	✓	✓
Velo-tränare	✓		
USB laddningskontakt	✓	✓	✓
Batteri	✓	✓	✓
Kabel för ekvipotentialbindning	✓	✓	✓
Avlastningsbord	✓	✓	✓
Ståfötter	✓		
Förvaringsutrymme/bagagehylla	✓		


Standardutrustning



ComfortLine2 SlimeLine	ComfortLine2 	SlimLine 
Antal motorer	5	2
Fotstöd	✓	
elektriskt justerbar	✓	
manuellt justerbar		
Ekvipotentialbindning	✓	tillval
Chockposition	✓	✓
Centralbroms	✓	
Elektrisk justering säteshöjd	✓	
Justerbar höjd kudde	✓	✓
Horisontel liggposition möjlig	✓	
Armstöd (justerbara)	✓	✓
Armstöd med överbelastningsskydd	✓	
I- & urstigning fram		✓
I- & urstigning sida (även för rullstolsburna)	✓	
Fjärrkontroll för positionsjustering	✓	✓
Maxbelastning angivet i kg	240	175

Valfria tillbehör



ComfortLine2 SlimLine	ComfortLine2 	SlimLine 
Handtag vid ryggstödet	✓	
Läslampa	✓	✓
Pappersrullehållare	✓	✓
Plastskydd till bensektion	✓	
Monterbart system bord till blodvagga och/eller infusionsstativ	✓	✓
Bord till blodvagga	✓	
Infusionsstativ	✓	✓
Velo-tränare	✓	
USB laddningskontakt	✓	✓
Batteri	✓	
Kabel för ekvipotentialbindning	✓	✓
Avlastningsbord	✓	✓
Specialhjul (125 mm, riktningslås, elektriskt ledande)	✓	
Ståfötter		✓
Förvaringsutrymme/bagagehylla	✓	